

Nombre del paciente: _____


Tipo de estudio: _____

Nombre del médico: _____ Firma _____


Régimen dividido¹ (a.m.)

Sobre 1
Horario de toma
p.m.

150 ml de solución
Picoprep®




250 ml de líquido claro cada uno




+1 hr después +1 hr después +1 hr después +1 hr después +1 hr después

Sobre 2
Horario de toma
a.m.

150 ml de solución
Picoprep®



250 ml de líquido claro cada uno



+1 hr después +1 hr después +1 hr después


Reconstitución:


Reconstituir los contenidos de un sobre en una taza con 150 ml de agua. Revolver durante 2-3 minutos, la solución se convierte en un líquido turbio, blanquecino con un leve olor a naranja. Beber la solución. Si se calienta, esperar hasta que se enfríe lo suficiente para beber.




Sugerencia de alimentación⁶

El día previo al estudio (24 horas antes)

Desayuno 	2 vasos de jugo de manzana (diluido 50%) 1 taza de té de manzanilla 2 tazas de gelatina de limón
--	--


Comida 	Caldo de pollo desgrasado 1 vaso de agua de limón 1 taza de té de manzanilla 1 taza de gelatina de limón
--	---

TOMA 1: PICOPREP 150 ml.

Hidratación Líquidos claros (250 ml) 	2 tazas de gelatina de limón Caldo de pollo desgrasado 5 vasos de jugo de manzana (diluido 50%)
---	---

La mañana del estudio

TOMA 2: PICOPREP 150 ml.

Hidratación Líquidos claros (250 ml) 	1 tazas de té de manzanilla 3 vasos de jugo de manzana (diluido 50%)
---	---



Evacuaciones color amarillo y claras como la orina

LISTO

